



## Demi Plateau V.G.



### Composition

- Plateau en polycarbonate, 3/8 po de grosseur
- Housse amovible
- Housse lavable
- Se glisse facilement et en toute sécurité sur l'accoudoir



### Avantages & Applications

- Permet de transferts plus faciles
- Le plateau se plie vers le bas et repose sur les roues du fauteuil roulant pour un transfert plus facile
- Le plateau peut être utilisé sans la housse, si requis
- Construction robuste, ne se déformera pas
- Aucun outil n'est requis pour le monter et/ou pour le retirer
- Matériel, taille et formes disponibles sur mesure



## Plateau Pleine Grandeur V.G.



### Composition

- Plateau en polycarbonate, ¼ po or 3/8 po de grosseur
- Région des coudes coussinée
- Se fixe aux accoudoirs en toute sécurité
- La ceinture en nylon s'attache à l'arrière de l'utilisateur

### Avantages & Applications

- Procure un confort à l'utilisateur grâce à la région des coudes coussinée
- Construction robuste, ne se déformera pas
- Aucun outil n'est requis pour le monter et/ou pour le retirer
- Matériel, taille et formes disponibles sur mesure