

Coussins *VerySOFT* Deep Leg Trough

**Superbe Pour Soulager
la Pression et Profil Prononcé**



2 couches de mousse à mémoire



Forme du contour

Composition

- 2 couches supérieures de mousse à mémoire VerySOFT diminuent la pression & augmentent le confort
- La base du coussin en mousse de haute résilience empêche le siège de s'enfoncer
- Les doux contours aident à promouvoir la stabilité de la posture
- Creux profonds pour les jambes aident à promouvoir une stabilité de la posture
- Profil frontal courbé de 2¼ po accentue le pommé et abducteurs
- Inclut 2 housses pour l'incontinence


Avantages

- Protège & garde l'intégrité de la peau de l'utilisateur
- Aucun entretien nécessaire. Placez le coussin et oubliez-le.
- Léger et n'empêchera pas les mouvements
- Bas profil de 2¼ po
- Creux profonds pour les jambes aident à promouvoir la propulsion du pied
- 3 niveaux de douceur standard: VerySOFT, VerySOFT'R, Very-VerySOFT, pour un confort personnalisé et sans faire augmenter les coûts
- Il ne s'enfoncera pas durant 30 mois, garanti

Applications


- Conçu pour les clients ayant besoin d'une redistribution de la pression modérée ou haute (sans port de poids)
- Pour les clients ayant besoin d'un coussin doux et qui offre un soutien
- Bas profil de 2¼ po aide à atteindre la hauteur de siège
- Bas profil aide à la propulsion du pied
- Les formes et tailles peuvent être sur mesure pour répondre aux différents besoins, incluant les longueurs inégales des jambes, les bassins obliques etc.

Mappage de pression du coussin *VerySOFT*



**L'utilisateur est assis sur le dossier à sangle
du fauteuil roulant**

Le segment en rouge indique une pression dangereuse dans la zone de 400mmHg



L'utilisateur assis sur un coussin VerySOFT

Les segments bleus indiquent une zone où les niveaux de pression sont de 30mmHg et sécuritaires